

# TopJet

## Distalizador de molares

### Dr. Heinz Winsauer (Austria)

El TopJet es un resorte de Nitinol encapsulado para distalización de molares con dispositivo telescópico integrado para ajuste individual de longitud.

Abre una era completamente nueva en la distalización molar que no requiere la colaboración del paciente.



No existe otro dispositivo que sea tan fácil de colocar y con efecto tan homogéneo.

### Uso

El Distalizador TopJet es un dispositivo de ortodoncia para desplazamiento unilateral o bilateral de molares en el maxilar superior, para utilizar en pacientes adolescentes y adultos.

Para su colocación sólo se necesitan 15 minutos.


TopJet puede cargarse inmediatamente.

### Innovación

El concepto es una innovadora forma de tratamiento, que contribuye a lograr el objetivo deseado en forma segura, rápida y sin la cooperación del paciente.



### Activación



	Código	Descripción
TopJet	TJ-250-TPA	Distalizador TopJet, 250N-cm
	TJ-250-TPA-8	Distalizador TopJet, 250N-cm +8mm
	TJ-360-TPA	Distalizador TopJet, 360N-cm
	TJ-360-TPA-8	Distalizador TopJet, 360N-cm +8mm
Micro tornillos drill-free	20-JS-310	Micro tornillo 2.0 x 10mm, cuello 3mm
	20-JS-411	Micro tornillo 2.0 x 12mm, cuello 4mm



RECURSOS MÉDICOS, S.L.  
tel: (+34) 96 342 0478  
www.recursosmedicos.com